

## C4. Sterol Analizi

### 1. İlkeler

İnternal standart olarakコレsterol eklenen yağ, etanollu potasyum hidroksitle sabunlaştırılır, sabunlaşmayan madde dietil eterle ekstrakte edilir. Steroller sabunlaşmayan maddeden ince tabaka kromatografiyle ayrılmış, trimetilsilik esterlerine dönüştürülmüş, gaz kromatografide analiz edilir.

### 2. Kimyasallar

İnternal standart (コレsterol) — 2N etanollu KOH (130 g KOH 200 mL'lik destile suda çözülür, soğuduktan sonra etanolle 1L'ye tamamlanır) — Dietil eter — Etanol — Sodyum sülfat anhidrat — 0.2 N etanollu KOH (13g KOH 20 mL'lik destile suda çözülür, etanolle 1L'ye tamamlanır) — Hekzan — Aseton — Kloroform — 2,7-dichlorofluoresceinin %0.2'lik etanollu çözeltisi — Piridin — BSTFA (bistrimethylsilyl trifluor acetamide+%1 trimethyl chlorosilane) — Referans çözelti;  $\beta$ -sitosterolün kloroformdaki %5'lik çözeltisi


### 3. Gereçler


500 ml'lik cam balon — Geri soğutucu — Isıtıcı — Ayırma hunisi — Erlen (250 mL) — Turnusol kağıdı — Cam balon (250 mL) — Mikrosırınga — Spatül — UV lamba — Nüçe erleni — Filtre — Whatson filtre kağıdı — 50 mL'lik rotary balonu — Filtre kağıdı — Vial — Vakum pompası — İnce tabaka plakaları (20×20 cm) (0.25 mm silika jelle kaplanmış plakalar, 0.2 N etanollu KOH çözeltisine daldırılıp 10 sn bekletilir, çeker olsa 2 saat bekletildikten sonra, 100°C'lik etüvde 1 saat kurutulur)

### 4. İşlem


#### 1. aşama: Sabunlaşmayan maddenin ayrılması


Vakum pompasına bağlı nüçe erlenine filtre takılır, yağ örneği (içindeki nemi uzaklaştırmak amacıyla) susuz sodyum sülfattan geçirilir.






## 2. aşama: Sterol Fraksiyonunun Ayrılması





### 3. aşama: Trimetilsililleme



### Kaynaklar

Anonymous. 2001. Determination of the composition and content of sterols by capillary column gas chromatography, international olive oil council, COI/T.201DOC.no.10.