



Club foot model işleme, PAFO oluşturma

3. Hafta

Prof.Dr. Serap ALSANCAK

KAFO tip ortezi PEV ortezi pozitif model rektifikasyonu:

- Ölçü alma
- Tasarım
- Pozitif model şekillendirme

TARTIŞMA



KAFO tip ortezi PEV ortezi pozitif model rektifikasyonu
takiben plastik şekillendirme/bitiş

Wheaton brace ve açıları

Dizde fleksiyon açısı düşürülebilir mi?

Ayakda nötral pozisyon azaltılabilir mi?

Plantar fleksiyon yönünde ve ne zaman?



PEV için AFO tip ortezi ölçü alınarak tasarlanıp oluřturulması TARTIŐMA



PEV için AFO tip ortezi ölçü alınarak tasarlanıp oluşturulması



Innovative tasarım biyomekaniğini TARTIŞMA ve Karşılaştırma



Korreksiyonu kısmen tamamlanmış PEV için ilerleyen dönemde AFO tip ortez tasarlanıp oluşturulması
TARTIŞMA



Korreksiyonu kısmen tamamlanmış PEV için ilerleyen dönemde AFO tip ortez tasarlanıp oluşturulması
TARTIŞMA

