

Transtibial Soket (PTB/KBM/PTS) Model İşleme

Prof. Dr Serap Alsancak

Doç.Dr.Senem Güner

Öğr. Gör.Enver Güven

Öğr. Gör. Ali Koray Özgün

Asist. Yunis Akkuş

Transtibial Gdk



- Transtibial ampute hastadan alınan alçı l ile elde edilen negatif model alçı doldurularak pozitif model elde edilir.





Pozitif Model işleme Prensipleri

Pozitif Model üzerinde basıya toleranslı yerler ve basıya hassas noktalar belirlenerek rektifikasyonu yapılır.



Basıya Hassas Noktalar

Patella

Lateral tibial kondil

Tibialtuberosity

Tibial crest

Anterior distal end of the tibia

Fibula başı

Fibula distal ucu

Güçük Distali

Medial femoral kondil

Lateral femoral kondil



- **Basıya Hassas Noktalar**

- Patella
- Lateral tibial kondil
- Tibialtuberosity
- Tibial crest
- Anterior distal end of the tibia
- Fibula başı
- Fibula distal ucu
- Gdk Distali
- Medial femoral kondil
- Lateral femoral kondil

