



Thomas KAFO ölçü alma prensipleri ve model işleme




11. Hafta

Prof.Dr. Serap ALSANCAK

Plastik yan barlı KAFO ölçü alımı ve tasarımı hastaya göre planlanır

Ayak bileđi ve diz eklem yerlerinin negatif model de belirlenir



Negatif modelin alçı ile doldurulması ve pozitif modelin elde edilmesi



KAFO pozitif modelinde ischial brim uyluk postero-medialine anatomik yerleşime uygun olarak özenle oluşturulur, plastik kılıfın saracağı ve immobilizasyonu sağlayacak bölgeler belirlenir ve modelde işlenir.



Pozitif modelin iřlenmesi ve son rektifikasyonların yapılması, orteZ sınırlarının belirlenmesi



Pozitif model üzerinde diz ekleminin adaptasyonunun sađlanması



Derin çekme yöntemi ile termoplastiğin şekillendirilmesi



Ischial sekili KAFO'nun hasta üzerinde stabilizasyon sađlayıcı ve yük taşıyıcı yönü kontrol edilir, yürütülür uyumu sađlanır, rahatsızlık veren bölgeler deđerlendirilir ve düzeltilir

