






Diz altı kırıkları ve immobilizasyon prensipleri, sarmiento ölçü alımı

4. Hafta




Prof.Dr. Serap ALSANCAK

Diz altı ortezi ve diz eklemi ve ayak bileği ilişkisi






PTB breyz – non weight bearing veya partial weight bearing ortez Őeklinde tasarlanır

- PT b6lgesinden weight-bearing gerćekleŐtirilir



PTB breyz de TT protezde uygulanan PTB sokete benzer şekilde ortezin soketi oluşturulur. Baskı verilecek yerler ve hassas bölgeler kırık alanı da göz önünde bulundurulacak şekilde planlanır.



Prefabrik PTB breyz



Hastaya özel tasarlanarak oluşturulan PTB
breyz



Hastaya özel tasarlanarak üretilen, parsiyel ağırlık verilebilen farklı tip PTB tasarımları



Hastaya özel tasarlanarak üretilen, parsiyel ağırlık verilebilen farklı tip PTB tasarımları

